


Ортопедическая программа Рентгеновского остеоденситометра **Stratos** (DMS, Франция)

Возможности программы:

- Измерение BMD вокруг протеза,
- Позволяет интеллектуально контролировать состояние имплантата,
- Доступно для обследования 8 областей исследования,
- Автоматическое обнаружение ROI при исследовании бедра, прямой и боковой проекции колена, локтя и плеча,
- Содержание минералов в костной ткани (BMC).

Формы отчетов:



Восемь областей исследования:

1. Рука
2. Предплечье
3. Локоть
4. Плечо
5. Бедро
6. Позвоночник
7. Прямая и боковая проекция колена
8. Нога

Области применения:

- Обследование в зоне протеза
- Прогнозирование реакции на хирургическое вмешательство и диагностика возможностей возникновения осложнений
- Мониторинг в первые полгода после установки импланта для снижения потери костной массы
- Переломы позвоночника и диагностика остеопороза (вертебропластика, кифопластика)